

Guide de mise en place



Conseil Pixi ! Lors de la première mise en place du masque, nous recommandons que l'enfant soit assis et redressé pour assurer une bonne adaptation.



- Tenez le masque délicatement en place contre le visage de l'enfant, en vérifiant que le nez est complètement entouré par la bulle et que la bouche est dégagée.



- Tirez le harnais par-dessus la tête et glissez la sangle du milieu vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit située au milieu de l'arrière de la tête.



- En gardant une main sur l'entourage rigide pour maintenir une position correcte du harnais, ramenez la sangle inférieure vers l'arrière, derrière le cou.



- Fixez la sangle inférieure du harnais au masque en tenant la languette et en encliquetant le clip à libération rapide sur le bras inférieur du harnais.



- Selon les besoins, ajustez les sangles en détachant le Velcro® et en serrant légèrement les sangles du harnais jusqu'à ce qu'il soit confortable. Ne serrez pas trop.
- Pour obtenir un résultat optimal, ajustez les sangles en commençant par la sangle inférieure et en progressant vers le haut du harnais.



- Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la pièce pivotante et l'autre extrémité à l'appareil de traitement.
- Allumez l'appareil de traitement.

Astuce



- Une fois le masque ajusté, assurez-vous que la sangle supérieure n'est pas trop serrée et qu'elle est en ligne verticalement avec le sommet des oreilles ; la sangle du milieu doit se situer à l'arrière de la tête, en ligne horizontalement avec le sommet des oreilles.

⚠ Pour obtenir des détails, consultez le **guide d'utilisation du masque pédiatrique Pixi.**

Combinez le masque Pixi avec les derniers appareils Stellar™ 100 ou S9™ VPAP pour obtenir un système thérapeutique qui offre un meilleur confort, plus de fiabilité et un niveau de soin optimal.



Stellar™ 100



S9™ VPAP S



S9™ VPAP ST



Masque Pixi



Pixi™
MASQUE PÉDIATRIQUE