



La station de remplissage d'oxygène personnelle





Le « iFill », la station personnelle d'oxygène de DeVilbiss Healthcare, est la dernière version d'oxygène portable, la plus pratique, la plus flexible et la plus simple d'utilisation.

Le iFill extrait l'oxygène épuré de l'air ambiant grâce à la technologie du concentrateur d'oxygène pour remplir la bouteille d'oxygène. Le remplissage, facile et sans risque, s'opère très rapidement tout en restant à domicile. Un simple clic et la bouteille se connecte en toute sécurité sur le « iFill ». Une fois connectée, il suffit d'appuyer sur le bouton « remplissage », le voyant lumineux s'allume indiquant si la bouteille se remplit et quand elle est pleine.

Le modèle M6 (1,2 l) peut se remplir en 75 minutes. Si la bouteille est associée à un économiseur d'oxygène DeVilbiss Healthcare, elle aura une autonomie

de 4 heures avant d'avoir besoin d'être remplie à nouveau. Le « iFill » DeVilbiss Healthcare fonctionne uniquement avec les bouteilles de la gamme « DeVilbiss iFill Cylinders ». Cette gamme assez large permet de répondre à tous les besoins surtout ceux ambulatoires. Il peut être placé et utilisé pratiquement n'importe où dans la maison. Grâce à un niveau sonore minime, cette station vous évite toute perturbation dans votre vie de tous les jours.

Caractéristiques et avantages

- La bouteille est rechargeable aussi souvent que vous le voulez
- Plus aucun délai d'attente de livraison
- Un remplissage rapide
- Plusieurs tailles de bouteilles disponibles
- Bouteille compatible avec le Pulse Dose
- Fiable et facile à utiliser



S P É C I F I C A T I O N S

Dimensions (h x l x p)

72,5 x 57 x 31 cm

Poids

30,0 kg

Alimentation électrique

230 V, 50 Hz, 1,7 Amp

Concentration d'oxygène

93% ± 3%

Pression moyenne de remplissage

2.000 ± 100 psig

Bouteille d'oxygène

Type	ML6	C	D	E
Volume (Litre)	1,20	1,80	2,90	4,70
Poids (kg)	2,18	2,54	3,27	4,45
Temps de remplissage (min.)*	90	130	215	350
Heures d'utilisation*				
PD1000 (20 BPM)	4,3	6,1	10,5	17,2
Flux cont. (2 l/min.)	1,4	2,0	3,5	5,7

* Tous les temps de remplissage sont approximatifs et peuvent varier selon l'environnement, comme l'attitude.



iFill connecté à la bouteille M4



Fonctions digitales



L'adaptateur pour les différentes tailles de bouteilles



Facile, la bouteille se clipse sur le iFill !



DeVilbiss Healthcare S.A.S.
13 - 17 Rue Joseph Priestley
37100 Tours
France
Tél.: + 33 (0) 2 47 42 99 42
Fax: + 33 (0) 2 47 42 99 44
www.devilbisshc.fr
enquetes@devilbisshc.com

Prestataire: