

Invacare® | *Platinum*® 9



Prise en charge en
nom de marque pour
les hauts débits
entre 5 et 9 L/mn



Concentrateur d'oxygène à hauts débits

Invacare *Platinum 9* est un concentrateur d'oxygène à hauts débits. L'appareil procure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% pour des débits d'oxygène supérieur à 5 l/mn et inférieur ou égal à 9 l/mn.



Yes, you can.®



Caractéristiques et options

Performance et sécurité au quotidien

- Une technologie innovante et une électronique de pointe.
- Assure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% à 9l/mn.
- Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et des alarmes visuelles et sonores.

Economique

- La maintenance est simplifiée grâce à :
- Seulement 4 vis pour accéder aux composants internes.
 - La trappe d'accès au filtre d'admission.
 - La mémorisation des codes erreurs sur la carte électronique identifiée par des leds lumineuses pour aider le diagnostic du technicien.



Trappe d'accès au filtre d'admission



Technologie SensO₂

Le **SensO₂** contrôle en permanence la pureté de l'oxygène pour le bien être et la tranquillité des patients.



Verrouillage du débitmètre Flow Lock

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit.
Référence 1580295

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Platinum 9	670 mm	467 mm	365 mm	24 kg	475 W	Jusqu'à 1230m
Platinum 9	1 - 9 l/min	< 47 dB(A)	87-96%	9 PSI (62 kPa)	ISO8359/AMD1	230 V, 50 Hz

Technologie SensO₂

Concentration d'Oxygène

à 85%

- Led verte -

Normale

Entre 73% et 85%

- Led jaune -

Vérifier les filtres et le débit

< à 73%

- Led rouge -

Contacter le Service Technique

La prescription

CODE LPPR Désignation

1148130 Oxygénothérapie à long terme concentrateur, INVACARE, PLATINUM 9



Référence produit : IRC9LXO2AWQ-S

Document destiné aux professionnels de Santé

- Mentions légales
- Nom du produit : Invacare Platinum9
- Code LPPR :1148130 Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, déambulation inférieure à 1heure par jour, concentrateur, Invacare Platinum9
- Prise en charge par l'assurance maladie en nom de marque depuis le 24 mars 2011
- Concentrateur d'oxygène à hauts débits jusqu'à 9l/mn dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe entre 5 et 9 l/mn ou en déambulation relié à un système de remplissage des bouteilles jusqu'à 5 l/mn.
- Numéro du document interne : 1567984
- Dispositif médical de Classe IIa
- Organisme notifié DNV 83877-2010
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

Maintenance et Entretien

Le concentrateur **Platinum 9** est doté d'une fonction d'auto-diagnostic qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'appareil.