


Hb0-2000

Oxymètre de pouls digital

*“Compact,
léger et conçu
pour durer”*



Drive DeVilbiss Healthcare présente le dernier
venu dans la gamme Oxygénothérapie :
l'oxymètre de pouls Hb0-2000.


www.devilbisshc.com

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

L'oxymètre de pouls digital HbO-2000 est compact, léger et conçu pour durer. Ce petit appareil élégant est doté d'un écran OLED dernière génération et permet de contrôler la SpO₂ et le pouls des patients au quotidien, de manière non-invasive. Le HbO-2000 est prêt à l'emploi ; il est livré avec une dragonne, des piles et un manuel d'utilisation.

Fonctions d'affichage de l'oxymètre



Six modes d'affichage directionnel :



Fonctions du produit

Le HbO-2000 propose un mode d'affichage dans 6 directions pour faciliter la lecture aux utilisateurs. Il permet également d'enregistrer les limites normales des paramètres SpO₂ et Pulsations du patient, et d'afficher des alertes visuelles en cas de valeurs inférieures ou supérieures.

Affichage écran

SpO₂, pulsations et graphe de pouls, onde de pléthysmographie et niveau des piles.

www.devilbisshc.fr

Caractéristiques techniques

Affichage	OLED
Dimensions	57 mm x 31.5 mm x 30.5 mm
SpO ₂	Intervalle: 35% - 100%. Précision: 70% - 99% ±3%
Pouls	Intervalle: 30 - 250 BPM. Précision: ±2%
Energie	Piles 1,5 AAA x 2 (20 heures d'utilisation)

Contact

DeVilbiss Healthcare S.A.S.
 13-17 Rue Joseph Priestley
 37100 Tours
 France
 Tél: +33 (0) 2 47 42 99 42
 Fax: +33 (0) 2 47 42 99 44
 Email: france@devilbisshc.com



40/16-V01-NL-000961007.F