



Fait pour vous !



JOYCEone

JOYCEone

Votre premier choix : gain de temps et précision

L'ajustement compliqué, c'est du passé. Avec JOYCEone, nous vous proposons aujourd'hui le masque de ventilation taille unique qui convient presque toujours. Il est le résultat de nombreux tests effectués sur patients de toutes origines et est disponible en nasal et bucco-nasal.

Confort inégalé et excellente observance du patient

Le dispositif à ressort très flexible de la cale frontale s'ajuste automatiquement de sorte qu'elle repose toujours sur le front de manière stable et confortable à la bonne distance pour un traitement optimal. De plus, grâce à sa forme optimisée, la simple jupe du masque trouve automatiquement la position idéale – indépendamment de la taille du nez ou du visage.

Bien pensé jusqu'au moindre détail

Vos patients aimeront JOYCEone dès le premier contact. En plus du confort et de la précision d'ajustement, plus aucune confusion n'est possible : le code couleur du harnais et des attaches à clip permet au patient de monter et démonter JOYCEone rapidement et correctement.

Gain de temps sans compromis

En un mot : le principe intelligent JOYCEone vous fait gagner un temps précieux – sans avoir à faire de compromis au niveau des soins administrés au patient. JOYCEone – fait pour vous !

Les avantages de JOYCEone

- Gain de temps : ajustement automatique de la cale frontale 3 et de la jupe du masque 1
- Assemblage sans aucune confusion possible : code couleur du harnais et des attaches 4
- Économique : une taille qui convient à presque tous les patients
- Pratique : facile à nettoyer
- Agréable : fuite intentionnelle silencieuse
- Solide : matériaux extrêmement résistants



JOYCEone nasal

Ergonomie du masque pour différentes tailles de nez



JOYCEone Full Face

Ergonomie du masque pour différentes tailles de nez et de visage



- 1 Jupe du masque
- 2 Coussinet frontal
- 3 Cale frontale
- 4 Clip d'attache
- 5 Bandes auto-agrippantes
- 6 Raccord de prise de pression
- 7 Sangle d'ouverture rapide (seulement JOYCEone Full Face)



JOYCEone Masque nasal

JOYCEone

Nasal



JOYCEone Full Face
Masque bucco-nasal

Full Face

Pièces de rechange

Harnais
clips d'attache inclus
WM 25255

Clips d'attache
2 unités
WM 25257

Coussinet frontal
en silicone,
avec revêtement
WEINMANN SilkTec
WM 26801

Cale frontale
JOYCEone nasal y compris coussinet
avec revêtement
WEINMANN SilkTec
WM 15907

JOYCEone Full Face y compris coussinet
avec revêtement
WEINMANN SilkTec
WM 15925

Jupe du masque
JOYCEone nasal
en silicone,
avec revêtement
WEINMANN SilkTec
WM 25253

JOYCEone Full Face
en silicone,
avec revêtement
WEINMANN SilkTec
WM 25293

Sangle d'ouverture rapide
Déverrouillage rapide
WM 26890

Douille rotative
JOYCEone nasal
WM 26846
JOYCEone Full Face
WM 26847

Kit rotule articulée
JOYCEone nasal
anneau de sécurité,
raccord coudé,
douille rotative,
obturateur
WM 15908

JOYCEone Full Face
anneau de sécurité,
raccord coudé,
valve d'expiration
d'urgence,
douille rotative,
obturateur
WM 15944

Bouchon pour raccord de prise de pression
WM 26849

Sachet tissu
WM 26295

Toutes nos solutions thérapeutiques, nos accessoires et nos masques sous weinmann-medical.com

Caractéristiques techniques

| | JOYCEone Nasal | JOYCEone Full Face | JOYCEone Nasal | |
|--|--|------------------------|----------------------------|----------|
| Classe d'appareil selon la directive 93/42/CEE | II a | | | |
| Dimensions (l x H x P) | ca. 96 x 115 x 83 mm | ca. 120 x 150 x 100 mm | | |
| Poids | 87 g | 100 g | | |
| Plage de pression thérapeutique | 4 bis 30 hPa | | | |
| Raccord circuit patient (raccord conique selon EN ISO 5356-1) | Ø 22 mm (mâle) | | | |
| Raccord de prise de pression | Ø 4 mm | | | |
| Attaches larges | 24 mm | | | |
| Températures limites | ■ en fonctionnement : de +5 °C à +40 °C ■ stockage : de -20 °C à +70 °C | | | |
| Résistance à l'écoulement | | | ■ à 50 l/min | 0,05 hPa |
| | | | ■ à 100 l/min | 0,28 hPa |
| Résistance d'écoulement de la valve d'expiration d'urgence | | | ■ Inspiration à 50 l/min : | 0,5 hPa |
| | | | ■ Exhalation à 50 l/min : | 0,5 hPa |
| Pression de commutation Valve d'expiration d'urgence | | | ■ Ouverture : | 1 hPa |
| | | | ■ Fermeture : | 2 hPa |
| Déclaration des valeurs d'émission sonore selon ISO 4871 | | | ■ pression acoustique : | 15 dB(A) |
| | | | ■ puissance acoustique : | 23 dB(A) |
| | | | ■ facteur d'incertitude : | 3 dB(A) |
| Durée d'utilisation | jusqu'à 12 mois ¹ | | | |
| Normes appliquées | EN ISO 17510-2:2009 | | | |

¹ Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques ont tendance à s'user plus rapidement s'ils sont nettoyés avec des détergents agressifs. Il est donc parfois nécessaire de changer certaines pièces avant la date indiquée.

| Désignation | Référence WM |
|--------------------|--------------|
| JOYCEone | WM 25260 |
| JOYCEone Full Face | WM 25290 |



MENTIONS LEGALES*
 Indications : Masque destiné à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile ou par plusieurs patients en milieu hospitalier.
 Classe du dispositif médical : IIa
 Organisme notificateur : TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg-Germany
 Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif
 Remboursement : Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr
 Fabricant : Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co. KG - Allemagne
 Distributeur : Weinmann SAS - France
 Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.

weinmann-medical.com | weinmann.de | weinmann.ch | weinmann.cn | weinmann.co.il | weinmann-france.fr



Fait pour vous !



JOYCEone

83699-FR-11/2014 © Document destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.
 © Tous droits réservés. Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Weinmann.
 Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression.