

## Oxymètre de doigt...

L'oxymètre de doigt MD300F est destiné à la mesure ponctuelle non invasive de la saturation d'oxygène de l'hémoglobine artérielle. Le MD300F est compact, portable et simple d'utilisation.

Le capteur MD300F peut être utilisé sur l'adulte et l'enfant et le nouveau-né.

Simple à utiliser, cet appareil unique délivre les résultats pratiquement instantanément. Placez le MD300F sur un doigt, en quelques secondes les mesures de la SPO2 et de la fréquence du pouls sont affichées.

Le MD300F s'arrête automatiquement après quelques secondes dès que le doigt est retiré de la pince.

### Spécifications techniques

#### Plage de mesure

Saturation	35 à 99 %
Pouls	30 à 240 bpm
Résolution	1 digit

#### Précision

Saturation	de 75 à 99% : ± 2%
	de 50 à 75% : ± 3%
Pouls	± 2 bpm

#### Ecran

Saturation	2 caractères
Pouls	3 caractères
Indicateur	Batterie basse
Affichage	LED

#### Alimentation

Pile	2 piles alcaline AAA
Consommation	< à 30 mA
Plage de tension	2.6 à 3.6 V
Autonomie	+ de 30 heures

#### Caractéristiques physiques

Dimensions (L X l X H)	58 X 30 X 34 mm
Poids	50 gr (pile incluse)

#### Environnement

Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Humidité	10 à 95%

#### Désignation

Oxymètre de doigt

#### Référence

MD 300F

#### Très bon rapport qualité/prix

Comparé à d'autres oxymètres plus coûteux le modèle MD 300F donne les mêmes informations avec une précision identique à un coût vraiment plus bas.

#### Faible consommation

La technologie utilisée permet de limiter la consommation des piles et ainsi de prolonger l'autonomie de celles-ci.

#### Alimentation

Deux piles alcalines AAA (LR03) 1.5 V ou deux batteries rechargeables équivalentes alimentent l'oxymètre MD 300F.

#### Un seul bouton

Un seul bouton permet la mise en marche de l'oxymètre MD 300F ou l'inversion de l'affichage.

#### Arrêt automatique

L'oxymètre MD 300F s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes en cas de non utilisation.

#### Étui de protection

Un étui de protection est livré avec l'oxymètre MD 300F afin de le protéger en cas de choc ou de chute.

#### Idéal dans toutes les disciplines

L'oxymètre MD 300F est idéal dans toutes les disciplines médicales et paramédicales, les prestations de soins à domicile, là où le contrôle ponctuel est nécessaire.

#### Garantie 1 an

L'oxymètre MD 300F est garanti 1 an contre tout vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les piles.



Marquage CE<sub>0123</sub>

Livré avec :

- 2 piles alcalines AAA
- 1 étui de protection
- 1 dragonne